

# MAGIC & BALTACCI

**FLOW-DEPENDENT MICROCATETERS**

中心循環系マイクロカテーテル

## バルト マジック カテーテル & バルタッチ

先端部ほど柔軟性があるため  
目的血管へのアプローチをサポートします!!



1.2F  
1.5F  
1.8F

# MAGIC & BALTACCI

## FLOW-DEPENDENT MICROCATHERETERS

### MAGIC ~バルトマジックマイクロカテーテルストレート~


- 血流に誘導されて進む、フローダイレクトカテーテルです。
- 先端部ほど柔軟性があり、血管にやさしいカテーテルです。
- 親水性コーティング&先端部プラチナマーカ付。

型番	ディスタールチップ OD (F)	全長 (cm)	ターコイズパーシル OD (F) × 長さ (cm)	ホワイトパーシル OD (F) × 長さ (cm)	ピンクパーシル OD (F) × 長さ (cm)	トルベール OD (F) × 長さ (cm)	適合ガイドワイヤ OD (インチ)	適合ガイディングカテーテル ID (インチ)
B-112H-ST	1.2	165	1.2 × 12	1.8 × 3	2.4 × 30	2.7 × 114	0.008以下	0.047以上
B-112H-FM			1.2 × 3	1.8 × 12				
B-112H-FM180*		180		1.8 × 17	2.4 × 40			
B-115H-ST	1.5	160	-	1.5 × 15	2.4 × 25	2.7 × 114	0.009以下	0.047以上
B-115H-MP		165		1.5 × 20				
B-101H-ST	1.8	155		-				
B-101H-MP		165	1.8 × 20					

\*印は受注発注製品です。

注) 3mL未満のシリンジで注入しないこと。3mL未満のシリンジを使用すると、本カテーテルの耐圧である100psiを容易に超える可能性があり、カテーテルの破裂、破損や血管損傷を引き起こす恐れがあります。

販売名: バルトマジックカテーテル  
承認番号: 20400BZY00608000




### BALTACCI ~バルタッチマイクロカテーテル~

- バルトマジックマイクロカテーテルの技術に基づいた柔軟性を備えています。
- プッシュビリティとトルカビリティを併せ持っています。
- 親水性コーティング&先端部プラチナマーカ付。

型番	全長 (cm)	先端サブ・パート OD (F) × 長さ (cm)	サブ・パート 長さ (cm)	ミディアム・パート及びトルベール OD (F) × 長さ (cm)	適合ガイドワイヤ OD (インチ)
BALTACCI1.2F	165	1.2 × 8	22	2.7 × 129	0.007以下
BALTACCI1.5F		1.5 × 10	20		0.009以下
BALTACCI1.8F		1.8 × 10			

注) 3mL未満のシリンジで注入しないこと。3mL未満のシリンジを使用すると、本カテーテルの耐圧である100psiを容易に超える可能性があり、カテーテルの破裂、破損や血管損傷を引き起こす恐れがあります。

販売名: バルタッチ  
承認番号: 21600BZY00650000



※事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。  
※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございます。  
※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに  
**シーマン株式会社**  
http://www.sheeman.co.jp  
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114  
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522  
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401  
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

製造販売元

**スーガン株式会社**  
大阪市北区東天満1-12-10 〒530-0044  
第一種医療機器製造販売業