



スウェーデン
より!

車いす用 *Levelling plate* レベリングプレート

レベリングプレートアウター (滑り止め付き)



レベリングプレートアウター (未使用)



レベリングプレートアウター 使用中



レベリングプレートアウター (未使用)



レベリングプレートアウター 使用中



レベリングプレートアウター (未使用)



レベリングプレートアウター 使用中



レベリングプレートアウター (未使用)



レベリングプレートアウター 使用中

車いすの座位姿勢は大丈夫ですか?

- ◆ 車いすの座面とクッションの間に使用して、座面を平らに保持します。
- ◆ 坐骨が安定し、シーティングの効果が高まります。

* 本品使用前後の姿勢は、ご利用者の状態により異なります。




スウェーデンでは 車いすの座面を平らにするために用いられています

製品の表面



製品の裏面



裏面には滑り止め加工があります

- ・ 車いすの座面とクッションの間に敷いて使用します。
- ・ 座面を平らにするために、プレートの前部は他の部分と比べ、薄くなっています。
- ・ 坐骨が安定し、座位姿勢をサポートします。
- ・ 車いすの座面上の、真ん中に座れなくても安定した座位姿勢が取りやすくなります。

装着例



クッションの下に本品をこのように置きます

< スペック表 >

| | |
|------|------------|
| 素 材 | ポリエチレン |
| 難燃基準 | ISO7176-16 |
| 保証期間 | 購入日より2年 |

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。

※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

| | |
|---------|-----------------------|
| 品 名 | レベリングプレート アウター |
| 型 番 | 584040-20 |
| サイズ | 40cm × 30.5cm × 2.5cm |
| TAISコード | 01624-000009 |
| 介護保険 | 福祉用具貸与 (車いす付属品) |
| 定 価 | 9,800 円 (税抜) |

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
https://www.sheen-man.co.jp
担当部署 マーケティング本部 新規事業開発室
大阪府北区東天満1-12-10 〒530-0044
TEL (06) 6354-2900 FAX (06) 6354-5525

輸入元

スーガン株式会社
大阪府北区東天満1-12-10 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業