



車いす用 *Levelling plate* レベリングプレート

レベリングプレートアウター (滑り止め付き)



レベリングプレートアウター (未使用)



レベリングプレートアウター 使用中



レベリングプレートアウター (未使用)



レベリングプレートアウター 使用中



レベリングプレートアウター (未使用)



レベリングプレートアウター 使用中



レベリングプレートアウター (未使用)



レベリングプレートアウター 使用中


車いすの座位姿勢は大丈夫ですか？

- ◆ 車いすの座面とクッションの間に使用して、座面を平らに保持します。
- ◆ 坐骨が安定し、シーティングの効果が高まります。

* 本品使用前後の姿勢は、ご利用者の状態により異なります。



スウェーデンでは 車いすの座面を平らにするために用いられています



- ・ 車いすの座面とクッションの間に敷いて使用します。
- ・ 座面を平らにするために、プレートの前部は他の部分と比べ、薄くなっています。
- ・ 坐骨が安定し、座位姿勢をサポートします。
- ・ 車いすの座面上の、真ん中に座れなくても安定した座位姿勢が取りやすくなります。



< スペック表 >

素 材	ポリエチレン
難燃基準	ISO7176-16
保証期間	購入日より2年

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。

※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

※本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

品 名	レベリングプレート アウター
型 番	584040-20
サイ ズ	40cm × 30.5cm × 2.5cm
TAISコード	01624-000009
介護保険	福祉用具貸与（車いす付属品）
定 価	9,800 円（税抜）

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
https://www.sheen-man.co.jp
本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

輸入元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業