



経頸静脈的肝生検用キット

TLABフレックスコア バイオプシー システム

# TLAB Transjugular Liver Biopsy System

**Flexibility for Angle**



## Flexibility for Tight Turns




針先端のフレキシブル構造がイントロデューサの角度に順応

## Tracking for Quality Samples



針先デザインはトロッカーチップ、カニューレが被らないノッチ

### キット構成



| 型番       | 針サイズ | ノッチ長さ | イントロデューサ  | ストレート型カテーテル | カーブ型カテーテル | スワブ | 販売単位 |
|----------|------|-------|-----------|-------------|-----------|-----|------|
| TL-18C   | 18G  | 17mm  | 7Fr, 60cm | 5Fr, 65cm   | 5Fr, 80cm | 4本  | 1セット |
| TL-18N   |      |       |           | 無し          | 無し        |     |      |
| ☆ TL-19  | 19G  |       |           | 5Fr, 65cm   | 5Fr, 80cm |     |      |
| ☆ TL-19N |      |       |           | 無し          | 無し        |     |      |

☆印は受注発注品となります。納期はお問合せください。

販売名：TLABフレックスコア バイオプシー システム  
承認番号：30300BZX00053000

\*事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。  
\*再滅菌・再使用はしないでください。  
\*製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。  
\*本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに  
**シーマン株式会社**  
https://www.sheen-man.co.jp  
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114  
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522  
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401  
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

製造販売元

**スーガン株式会社**  
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
第一種医療機器製造販売業