


AprioCore[®] *plus*

AprioCoreプラス

SEMI-AUTOMATIC BIOPSY SYSTEM

～遠位端へのアプローチ～



AprioCore[®] plus

AprioCoreプラス

SEMI-AUTOMATIC BIOPSY SYSTEM

リリーススライド


- レディ操作ではなく、リリーススライド操作で採取した組織の取り出しが可能

エルゴノミックグリップ

- 人間工学デザインに基づいた形状
- さまざまな握り方に対応

デッドスペース

- 2mm(18G)
- 2.7mm(16G)




選べるノッチサイズ

- 10mm
- 20mm

カニューレ

- エコー対応
- 深度マーカ表示



型番	径	長さ	ノッチサイズ	デッドスペース	販売単位
ACP16-085-10	16G	8.5cm	10mm	2.7mm	5本/箱
ACP16-135-10		13.5cm			
ACP16-185-10		18.5cm			
ACP16-095-20		9.5cm	20mm		
ACP16-145-20		14.5cm			
ACP16-195-20		19.5cm			
ACP18-085-10	18G	8.5cm	10mm	2mm	
ACP18-135-10		13.5cm			
ACP18-185-10		18.5cm			
ACP18-095-20		9.5cm	20mm		
ACP18-145-20		14.5cm			
ACP18-195-20		19.5cm			

適合コアキシャルニードル

型番
SG15-071
SG15-121
SG15-171
SG15-071
SG15-121
SG15-171
SG17-071
SG17-121
SG17-171
SG17-071
SG17-121
SG17-171

販売名：AprioCoreプラス
認証番号：302ADBZX00108000

販売名：Gangiソフトガード
認証番号：301ADBZX00071000

*事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。
*再滅菌・再使用はしないでください。
*製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。
*本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
https://www.sheen-man.co.jp
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
名古屋営業所 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1-12-10 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業