

GES(Grand Echo Slot)
14G・17Gのみ



2.45GHz
Generator


Disposable Water-Cooled Ablation Probe



細径プローブという選択

※EKKタイプ：先端部分にエコー反射用のスロット(GES)を有する

14G
EKKタイプ※
超音波イメージ画像




実際の見え方と多少異なる場合がございます

14G (EKKタイプ※)

17G (EKKタイプ※)

18G



(参考) 100W×15min ウシ摘出肝使用

商 品 名		型 番		製 品 概 要
アブレーションシステム ジェネレータ		MTC-3C		設定した電力及び時間に基づきマイクロ波を発生させる本体装置
アブレーションシステム フットスイッチ		FS-5S		マイクロ波出力のON・OFFフットスイッチ
商 品 名	シャフト径	有効長 (mm)	型 番	製 品 概 要
アブレーションプローブ	14G	150	SG14150T16EKK	経皮的、腹腔鏡的又は外科的に肝腫瘍を焼灼 / 凝固させる内部冷却方式のディスポーザブルアブレーションプローブ
		200	SG14200T16EKK	
		270	SG14270T16EKK	
	17G	150	SG17150T16EKK	
		200	SG17200T16EKK	
		270	SG17270T16EKK	
	18G	150	SG18150T16SP	
		200	SG18200T16SP	
	17G	150	SG17150TEMP	組織の温度を測定、周辺組織が設定温度到達時にマイクロ波を停止可能なプローブ
温度プローブ		180	SG17180TEMP	

販売名：Mimaproマイクロ波アブレーションシステム 承認番号：30200BZX00349000

*事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。
*製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。
*本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元



信頼をかたちに
シーマン株式会社
<https://www.sheen-man.co.jp>

本 社	大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
東京支店	TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
九州支店	TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
名古屋営業所	TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
	TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

製造販売元



スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業