


シーマンドレナージアクセサリカタログ

KIT SYSTEM

シーマンアクセスキット

⌘ キット構成図



⌘ 製品特長

シンプルな
キット構成

ドレナージ系の多様な
症例に対応可能

ガイドワイヤは
両端フロッピー

先端形状は3mmJと
ストレートを選択

固定
ディスク入り

固定可能なカテーテル
サイズは5Fr～16Fr

品 名	型 番	穿刺針	ガイドワイヤ	固定板	販売単位
シーマンアクセスキット	SAK1835	18G20cm	0.035"×100cm (3mmJ&ストレート)	5Fr～16Fr 対応	5kit/箱

販売名：ハナコ・ドレナージキット 承認番号：20600BZZ00206000



シーマンドレナージアクセサリカタログ

NEEDLE

シーマンアクセスニードル



製品特長

針先はスムーズな
穿刺を目指した
ベベル形状

エコー対応

深度マーカ付き

品 名	型 番	仕 様	販売単位
シーマンアクセスニードル	SAN1820US	18G×20cm	20本/箱

販売名：ハナコ・ディスプレイブル・穿刺針 承認番号：16000BZZ01561000

GUIDEWIRE


ガイドワイヤ

製品特長

ドレナージ手技操作性に配慮された
100cmのガイドワイヤです。

両端がフロッピータイプ(3mmJ &
ストレート)なので、手技に応じて
先端形状を選択できます。

0.035"ガイドワイヤ/ハナコメディカル社



品 名	型 番	仕 様	販売単位
ガイドワイヤ	F3J5T/FS7T-35-1000	0.035"×100cm	5本/箱

販売名：ハナコ・ディスプレイブル・カテーテル交換用リードワイヤー 承認番号：16000BZZ00978000

発売元

製造販売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
<https://www.sheen-man.co.jp>

本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114
東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522
九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401
名古屋営業所 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

ハナコメディカル株式会社