



SX-Pro series

X線防護眼鏡



シーマン株式会社
カタログ一覧はこちら



SX-Pro



販売名	SX-Pro X線防護眼鏡		
届出番号	27B1X00011R00001		
鉛当量	正面	0.75mmPb	鉛入りガラスレンズ
	側面	0.5mmPb	こめかみ部 無鉛シート
	側面	0.4mmPb	テンプル部 無鉛シート
	下面	0.4mmPb	下部 無鉛シート
重量	約109g (本体のみ)		
カラー	ブラック		
材質名	ポリカーボネート		
付属品	・保護ケース ・メガネクロス ・ヘッドバンド		
公称値	①44mm ②150mm ③160mm		

※対応可能な眼鏡サイズの目安幅140mm×高さ40mm以内

SX-Pro Neo



販売名	SX-Pro Neo X線防護眼鏡		
届出番号	27B1X00011R00002		
鉛当量	正面	0.75mmPb	鉛入りガラスレンズ
	側面	0.75mmPb	こめかみ部 無鉛シート
	下面	0.75mmPb	フロント下部 無鉛シート
重量	約115.6g (本体のみ)		
カラー	ブラック		
材質名	ポリアミド		
付属品	・保護ケース ・メガネクロス ・ヘッドバンド		
公称値	①50mm ②165mm ③165mm		

SX-Pro SP



販売名	SX-Pro X線防護眼鏡		
届出番号	27B1X00011R00001		
鉛当量	正面	0.75mmPb	鉛入りガラスレンズ
	側面	0.4mmPb	こめかみ部 無鉛シート
	下面	0.4mmPb	下部 無鉛シート
重量	約77g (本体のみ)		
カラー	ブラック		
材質名	ポリアミド		
付属品	・保護ケース ・メガネクロス ・グラスコード		
公称値	①50mm ②150mm ③170mm		

SX-Pro

X線防護眼鏡 / フィットオーバータイプ /



正面、側面、下面から
散乱線による被ばくリスクを
低減することで、眼を保護。



ヘッドバンドにより眼鏡を固定。



テンプルエンド(耳掛け部分)を
上下左右に動かして、使用者の耳に
合わせた調整ができる。

アクセサリートのノーズパッド使用で、
眼鏡無しでも使用可能。

SX-Pro Neo

X線防護眼鏡 / MADE IN SABAE /



遮蔽シートはフレームに埋め込まれており、凹凸の少ないデザイン。



ヘッドバンドにより眼鏡を固定。



テンプルエンド(耳掛け部分)を上下左右に動かして使用者の耳に合わせた調整ができる。



ノーズパッドは体温によって柔らかくなり、鼻へのフィット感を高める。

フロント部分の角度を変える事により、本品と頬の隙間を調節することができる。



SX-Pro SP

X線防護眼鏡 / スポーツタイプ /

テンプルエンド(耳掛け部分)を
上下左右に動かして、使用者の耳に
合わせた調整ができる。

スポーツタイプのフレームが顔に
フィットしやすいデザイン。



グラスコードにより眼鏡を固定。

フレームに取り付けられた
ノーズパッドは使用者の鼻幅や高さに
合わせて調節することができる。



フレームの内側にはサイドシールドが
貼付されており、散乱線による被ばくリスクを
低減することで、眼を保護。

※製品の色はカタログと多少異なる場合があります。 ※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。 ※本製品に対するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに——
 **シーマン株式会社**
<https://www.sheen-man.co.jp>
本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114
東 京 支 店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522
九 州 支 店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401
名古屋営業所 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業