

Mドレイン ドレナージカテーテル



- ❖ スカイク加工が施されたカテーテル側面のドレーンホール
- ❖ 脱落防止機能をもつロック機能(ロックタイプのみ)
- ❖ カテーテル外面は潤滑性を高める親水性コーティング加工
- ❖ 摩擦低減による操作性向上を目的としたカニューレ類外面へのシリコンオイル塗布
- ❖ ダイレクトパンクチャーを容易にするシャープなトロカースタイレット付き

■ ロッキングピグテール (販売単位：5本/箱)



長さ	25cm (トロカカー付)	35cm (トロカカー付)	50cm (トロカカー付)
外径	有効長：22cm	有効長：32cm	有効長：47cm
6Fr	D21006025J	D21006035J	D21006050J
7Fr	D21007025J	D21007035J	D21007050J
8Fr	D21008025J	D21008035J	D21008050J
10Fr	D21010025J	D21010035J	D21010050J
12Fr	D21012025J	D21012035J	D21012050J
14Fr	D21014025J	D21014035J	D21014050J
16Fr	D21016025J	D21016035J	D21016050J

※上記は「胆管用」の基本型番です。用途に応じて型番末尾が変更しますので下記をご確認ください。

■ ノンロッキングピグテール (販売単位：5本/箱)

長さ	25cm (トロカカー付)	35cm (トロカカー付)	50cm (トロカカー付)
外径	有効長：22cm	有効長：32cm	有効長：47cm
6Fr	D20506025J	D20506035J	D20506050J
7Fr	D20507025J	D20507035J	D20507050J
8Fr	D20508025J	D20508035J	D20508050J
10Fr	D20510025J	D20510035J	D20510050J
12Fr	D20512025J	D20512035J	D20512050J
14Fr	D20514025J	D20514035J	D20514050J
16Fr	D20516025J	D20516035J	D20516050J

※上記は「胆管用」の基本型番です。用途に応じて型番末尾が変更しますので下記をご確認ください。



■ ミニピグテール(ロッキング) (販売単位：5本/箱)

長さ	30cm (トロカカー付)
外径	有効長：27cm
6Fr	D23006030J
7Fr	D23007030J
8Fr	D23008030J
10Fr	D23010030J
12Fr	D23012030J
14Fr	D23014030J

※上記は「胆管用」の基本型番です。用途に応じて型番末尾が変更しますので下記をご確認ください。

胆管用
基本型番のみ

T 胸腔・腹腔用
基本型番+T

N 膀胱瘻用
基本型番+N

K 腎瘻用
基本型番+K

販売名：Mドレイン ドレナージカテーテル
認証番号：308ADBZX00036000




シーマン株式会社
カタログ一覧はこちら



Mドレイン イントロデューサーキット



※イメージ図



イメージ図のように
6Frアウターダイレータの採用により、
①0.018"ワイヤを残した状態で
②0.035"ワイヤを挿入できます。
尚、0.035"ワイヤは含まれません。

カテーテルが含まれていないため、手技に合わせたカテーテルの
選択が可能な穿刺アクセサリーキット



❖ ニチノール製ガイドワイヤ
柔軟性を有する先端チップ ※X線不透過



❖ コアキシャルイントロデューサ
6Frアウターダイレータ・4Frインナーダイレータ・
イントロデューサスティフナによる3重構造

(販売単位：1キット/箱)

6Frセット			
DS2010200	DS2010200N	DS2010200C	DS2010200A
胆管用	腎瘻用	膀胱瘻用	体腔用

❖ 21G穿刺針

エコーガイド下での視認性を向上させる
エコーチップ(針先ブラスト加工)



構成品	6Frセット
穿刺針	21G×15cm
コアキシャルイントロデューサ	4&6Fr×20cm
ガイドワイヤ	0.018"×60cm

販売名：Mドレイン イントロデューサーキット
認証番号：308ADBZX00009000

* 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。
* 再滅菌・再使用はしないでください。
* 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
<https://www.sheen-man.co.jp>
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114
東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522
九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401
名古屋営業所 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業

U.26.07.1000.68.MMD-D