

STABILIZATION TECHNOLOGY



广州天泓医疗科技有限公司
GUANGZHOU TIAN HONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

患者固定用シート

アイフィックスG

～やさしさと固定力の実現～



※写真はイメージです。



通気性・伸縮性のあるフリースとユニークなアンカーシステムにより
患者さんの受ける圧迫感を抑えた固定が可能です。

販売名:アイフィックスG 届出番号:27B1X00011P00001

■ 固定フリース

型番	仕様	販売単位
CIF1225W00	12cm×250cm	50枚/箱
CIF1512W00	15cm×120cm	50枚/箱
CIF2015W00	20cm×150cm	50枚/箱
CIF2025W00	20cm×250cm	50枚/箱
CIF3518W00	35cm×180cm	50枚/箱
CIF3528W00	35cm×280cm	50枚/箱



■ パッド

型番	仕様	販売単位
CIF1212B00	12cm×10.5cm	10枚/袋



拡大図:アンカーシステムにフリース
 の繊維がからみついた状態

■ パッド用レールホルダ

型番	仕様	販売単位
CIF1210G00	25mm×10mm	4個/箱
CIF1210G01	30mm×10mm	4個/箱
CIF1210G02	32mm×10mm	4個/箱



注:パッド用レールホルダにパッドを貼り付けています

※ 製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。
 ※ 本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
 ※ 本製品に対するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をカタチに
シーマン株式会社
<https://www.sheen-man.co.jp>
 本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
 TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114
 東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522
 九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401
 名古屋営業所 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
 第一種医療機器製造販売業

U.25.11.1000.63.Bio-A