

Gangi-SoftGuard[®]

Gangiソフトガード

Coaxial Needle

～組織損傷リスク軽減への提案～



Gangi-SoftGuard®

Gangiソフトガード

Coaxial Needle

ピン (スプリングバック)



- ピンの戻りと同時にプラントチップスタイレット先端も戻ります
- 視覚的・感覚的にプラントチップスタイレット先端の動きがわかります
- ピンの押し込みでプラントチップスタイレット先端を操作できます

ベベルインジケータ



スプリング内蔵プラントチップ

- プラントチップスタイレットを抜かせずに
コアキシャルニードルを進めることが可能

プラントチップ

- ピンを押さえることで、プラントチップス
タイレット先端が露出し、脈管・臓器損傷
の抑制が可能



トロカースタイレット



コアキシャルニードル

- エコー対応
- 深度マーカ表示



販売名：Gangiソフトガード 認証番号：301ADBZX00071000

型番	仕様		対応する生検針	販売単位
SG12-121	12G	12.1cm	13G	5本/箱
SG15-071	15G	7.1cm	16G	
SG15-121		12.1cm		
SG15-171		17.1cm		
SG17-071	17G	7.1cm	18G	
SG17-121		12.1cm		
SG17-171		17.1cm		

*事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。
*再滅菌・再使用はしないでください。
*製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。
*本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
https://www.sheeman.co.jp
本 社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業