


## SKATER Drainage Catheters



カテーテルシャフト: ポリウレタン製



- **シャープなトロッカーニードル**  
ダイレクトパンクチャーを容易にします。  
ガイドワイヤ経路による留置も可能です。



- **ポジショニングマーカ付き**  
先端10cmから1cm毎にマーカが付いており、  
穿刺の深さの目安が一目でわかります。

- **親水性コーティングカテーテル**  
生理食塩液等で濡らすことにより、  
カテーテル挿入時の抵抗が軽減され、  
留置がスムーズに行えます。
- **キンクレジスタンス**  
折れ曲がり起こりにくい素材です。
- **シンウォール&ラージドレーンホール**  
効率よくドレーナジが行えます。
- **ロッキングピッグテール**  
ループ形成後、固定でき、脱落を防止します。  
※ノンロッキングタイプもあります。
- **フレキシブルスティフナ**  
柔軟性のある樹脂製の補強針で  
ガイドワイヤに追従します。  
6F・7Fには付属しません。

□ 規格表 / ロッキングピッグテール

(販売単位:5本/箱)

外径	全長	20cm(トロカー付)	25cm(トロカー付)	30cm(トロカー付)	45cm(トロカー無)	60cm(トロカー無)	適合GW
6F		756606020	756606025	—	—	—	0.035"
7F		756607020	756607025	—	—	—	0.035"
8F		756608020	756608025	756608030	756608045	—	0.038"
10F		756610020	756610025	756610030	756610045	756610060	0.038"
12F		756612020	756612025	756612030	756612045	756612060	0.038"
14F		756614020	756614025	756614030	756614045	756614060	0.038"
16F		—	756616025	756616030	756616045	756616060	0.038"

□ 規格表 / ノンロッキングピッグテール

(販売単位:5本/箱)

外径	全長	20cm(トロカー付)	25cm(トロカー付)	30cm(トロカー付)	適合GW
6F		756106020	756106025	—	0.035"
7F		756107020	756107025	—	0.035"
8F		756108020	756108025	756108030	0.038"
10F		756110020	756110025	756110030	0.038"
12F		756112020	756112025	—	0.038"
14F		756114020	756114025	—	0.038"
16F		—	756116025	—	0.038"

□ 規格表 / ミニループロッキングピッグテール (販売単位:5本/箱)

外径	全長	25cm(トロカー付)	適合GW
6F		758606025	0.035"
7F		758607025	0.035"
8F		758608025	0.035"
10F		758610025	0.038"
12F		758612025	0.038"
14F		758614025	0.038"




販売名: スケートドレーナジカテーテルセット 認証番号: 21500BZY00256000

## SKATER Centesis Catheters



ベントプラグ



- **クイックドレーナジ**  
穿刺し易く、短時間の吸引ドレーナジに  
最適です。  
\*長期留置には使用できません。
- **4サイドホール**  
カテーテル先端が閉塞のリスクを減らし、効率良く  
ドレーナジが行えます。

- **ベントプラグ**  
穿刺時に排液の漏れを  
防ぐためのベントプラグを  
備えます。
- **エコー対応**

□ 規格表 / スケートセンテシスカテーテルニードル



(販売単位:5本/箱)

全長	外径	4Fr	5Fr
7cm		700304007	700305007
10cm		700304010	700305010
15cm		700304015	700305015
20cm		—	700305020

販売名: スケートセンテシスカテーテルニードル 承認番号: 21800BZY10188000



# SKATER Introducer Set



- **穿刺アクセサリセット**  
カテーテルを含まないため手技に合わせてカテーテルを選択できます。
- **21G・22G穿刺針**  
21G穿刺針セットと22G穿刺針セットがあります。

- **0.018"ニチノールアクセスワイヤ**
  - 柔軟性を有するニチノール製のワイヤです。  
※コアキシャルダイレータの挿入を容易にします。
  - コイル部とシャフト部の繋ぎ目が滑らかなため、ニードル内での操作がスムーズです。

- **コアキシャルダイレータ**
  - スティフナ、4Frインナーダイレータ、6Frアウターダイレータ(マーカ付)の3重構造です。
  - インナーダイレータとアウターダイレータに段差がなく、0.018"ワイヤに追従して刺入できます。(写真①)
  - 6Frアウターダイレータの採用により、0.018"ワイヤを残した状態で0.035"ワイヤを挿入できます。(写真②)

□ 規格表 / スケーターイントロデューサーセット (販売単位:1セット/箱 655506300のみ販売単位:5セット/箱)

		6Fセット	7Fセット	8Fセット
構成	型番	655506300	692806701	692806700
		692806800		
穿刺針		21G×15cm (US無)	21G×15cm (US)	22G×15cm (US)
ニチノールアクセスワイヤ		0.018"×80cm		
コアキシャルダイレータ		スティフナ、4&6Fr×18cm		
コイルワイヤ	×	3mmJ 0.035"×100cm		
ダイレータ	×	7Fr×20cm	8Fr×20cm	


**0.018"ニチノール アクセス ワイヤとコアキシャルダイレータは単品でもご用意しております。**

□ 規格表 (販売単位:5本/箱)

	型番	仕様
ニチノール アクセス ワイヤ	172618080	0.018"×80cm
コアキシャルダイレータ	655006020	スティフナ、4Fr&6Fr×18cm

販売名:スケーターイントロデューサーセット 承認番号:21500BZY00257000

# Dilators



- シンプルでコストパフォーマンスの良いダイレータです。

□ 規格表 (販売単位:10本/箱)

型番	外径 (Fr)	長さ (cm)	適合GW
610738020	7	20	0.038"
610838020	8	20	0.038"
611038025	10	25	0.038"
611238025	12	25	0.038"
611438025	14	25	0.038"
611647025	16	25	0.047"

販売名:PBNダイレータ 承認番号:21500BZY00192000

※製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。

※本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

※本製品に対するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

発売元

信頼をかたちに  
**シーマン株式会社**  
https://www.sheen-man.co.jp  
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114  
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522  
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401  
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

製造販売元

**スーガン株式会社**  
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044  
第一種医療機器製造販売業