

Soft Tissue Biopsy



M・Biopsy Full-Automatic Needle



- ❖ **2か所にあるトリガーボタン**
手技に合わせボトムトリガー、
サイドトリガーを選べます

- ❖ **ロックボタン**
不用意な発射を抑えます

- ❖ **ストローク**
22mmと11mmの2種類のラインナップ

- ❖ **12Gから20Gまでの豊富なラインナップ**
多様な症例に対応

- ❖ **ハンドル**
滑り止めのための凸凹が施されています

- ❖ **深度マーカ付 エコー対応**

(5本/箱)

ゲージ	14G	16G	18G	20G
品名	Mバイオプシー フルオートマチックニードル (11mmストローク)			
長さ				
10cm	N60114100	N60116100	N60118100	N60120100
13cm	N60114130	N60116130	N60118130	N60120130
16cm	N60114160	N60116160	N60118160	N60120160

(5本/箱)

ゲージ	12G	14G	16G	18G	20G
品名	Mバイオプシー フルオートマチックニードル (22mmストローク)				
長さ					
10cm	N70112100	N70114100	N70116100	N70118100	N70120100
16cm	N70112160	N70114160	N70116160	N70118160	N70120160
20cm	—	N70114200	N70116200	N70118200	N70120200
25cm	—	—	—	N70118250	—

M・Biopsy Semi-Automatic Needle



- ❖ **アジャスタブルストローク**
10mm/20mm切り替え可能（深度インジケータ付）
- ❖ **エコー対応**
- ❖ **深度マーカ付**

（5本/箱）

ゲージ	14G	16G	18G	20G
品名	Mバイオプシー セミオートマチックニードル			
長さ				
10cm	N50114100	N50116100	N50118100	N50120100
16cm	N50114160	N50116160	N50118160	N50120160
18cm	N50114180	—	—	—
20cm	—	N50116200	N50118200	N50120200

M・Biopsy Coaxial Needle



- ❖ 生検針に合わせた豊富なバリエーション
- ❖ エコー対応
- ❖ 生検針に対し1ゲージアップで対応
- ❖ 深度マーカ付

(10本/箱)

ゲージ	13G (14G用)	15G (16G用)	17G (18G用)	19G (20G用)
品名	Mバイオプシー コアキシャルニードル (フルオートマチック11mmストローク用)			
有効長				
59mm	N60214100	N60216100	N60218100	N60220100
89mm	N60214130	N60216130	N60218130	N60220130
119mm	N60214160	N60216160	N60218160	N60220160

(10本/箱)

ゲージ	13G (14G用)	15G (16G用)	17G (18G用)	19G (20G用)
品名	Mバイオプシー コアキシャルニードル (フルオートマチック22mmストローク・セミオートマチック用)			
有効長				
48mm	N50214100	N50216100	N50218100	N50220100
108mm	N50214160	N50216160	N50218160	N50220160
128mm	N50214180	—	—	—
148mm	N50214200	N50216200	N50218200	N50220200

製造販売元：スーガン株式会社
承認番号：30500BZX00257000
販売名：Mバイオプシー コアキシャルニードル

* 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。
* 再滅菌・再使用はしないでください。
* 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
<https://www.sheen-man.co.jp>
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL(06)6354-7702 FAX(06)6354-7114
東京支店 TEL(03)5207-3521 FAX(03)5207-3522
九州支店 TEL(092)283-7400 FAX(092)283-7401
名古屋営業所 TEL(052)218-7337 FAX(052)218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業

U.26.07.1000.84.MMD-C